

## **GENERAL INSTRUCTIONS**

Normally, after a wound or incision is closed with DermaCLIP®, nothing needs to be done until the devices are removed. The following care guidelines will ensure the best performance of the device.

- **DO NOT** use any cream, lotion or antibiotic ointments while the devices are in place. Use of these solutions could cause device failure.
- Keep the devices clean and as dry as possible, especially for the first 24 hours.
- Take care not to stress or flex the skin around the area of the devices.
- After 24 hours, or when allowed to begin showering by your medical professional, it is possible to gently wash the area around the devices with soap and water. **DO NOT** wash or rub the devices directly.
- When showering or rinsing, covering the DermaCLIP® devices will prolong their life.
- **DO NOT** soak devices in water. **DO NOT** swim or use a hot tub or bathtub while the devices are in place.
- When drying the devices, pat them with a clean towel. **DO NOT** rub them.
- If placing a gauze or bandage over the devices, **DO NOT** apply any tape, sticky dressing, or alcohol to the DermaCLIP® devices. **MAKE SURE** none of the adhesive of the tape or sticky dressing comes into contact with the DermaCLIP® devices.
- If a device splits open or falls off before the scheduled time for removal, contact your medical professional.
- Follow the wound care instructions given to you by your medical professional.



## **REMOVAL INSTRUCTIONS**

At the direction of the medical professional, the DermaCLIP® devices may be removed by the patient. If you, the patient, are instructed to remove them, follow the guidance below.

- DermaCLIP® devices should normally be left on the wound at least 7 days or as directed by the medical professional. **DO NOT** remove them before specified by the provider.
- Before removal, apply a light oil (i.e., baby oil or lotion) to facilitate removal and protect the skin.
- Devices should be **GENTLY PEELED** from the outside of the device towards the middle of the wound on each side. Carefully removing from both sides protects the wound itself.
- **DO NOT** remove the device by pulling it from the skin or from the middle, as damage to the healed wound and reopening may result. **“PEEL; DON’T PULL!”**

## **INSTRUCCIONES GENERALES**

Normalmente, después de cerrar una herida o incisión con DermaCLIP®, no es necesario hacer nada más hasta que se retiren los dispositivos. Las siguientes indicaciones sobre los cuidados del dispositivo garantizarán mejores resultados.

- **NO** use ninguna crema, loción o pomadas con antibiótico mientras el dispositivo esté en uso. El uso de estas sustancias podría perjudicar la eficacia del dispositivo.
- Mantenga los dispositivos limpios y secos, especialmente durante las primeras 24 horas.
- Tenga cuidado con la piel alrededor del área donde se ubica el dispositivo y trate de reducir la tensión y movilidad en esa misma zona.
- Después de 24 horas, o cuando su médico le permita bañarse, es posible lavar con cuidado el área alrededor del dispositivo con agua y jabón. **NO** lave ni frote el dispositivo directamente.
- Para prolongar el uso del dispositivo DermaCLIP®, debe cubrirlo al ducharse, enjuagarse o al tener cualquier contacto con agua.
- **NO** sumerja los dispositivos en agua. **NO** nade ni use un jacuzzi o bañera mientras los dispositivos estén en uso.
- Seque el dispositivo dando palmaditas con una toalla limpia. **NO** debe frotarse.
- Si coloca una gasa o venda sobre el dispositivo DermaCLIP®, **NO** aplique ninguna cinta adhesiva, vendaje adhesivo o alcohol. **¡ASEGÚRESE** de que ninguno de los adhesivos de la cinta o el apósito entre en contacto con los dispositivos DermaCLIP®!
- Si el dispositivo se abre o se cae antes de lo previsto, contacte a su médico.
- Siga las instrucciones del cuidado de la herida proporcionadas por su médico.



## **INSTRUCCIONES DE EXTRACCION DEL DISPOSITIVO**

Bajo la indicación del profesional médico, el dispositivo DermaCLIP® puede ser retirado por el paciente. Si usted, el paciente, recibe instrucciones para retirarlo, siga estas indicaciones:

- El dispositivo DermaCLIP® normalmente debería dejarse en la herida durante un mínimo de 7 días o según el tiempo indicado por el profesional médico. **NO** lo elimine antes del tiempo especificado por el proveedor.
- Antes de quitarlo, aplique un aceite ligero (aceite de cuerpo o loción para bebés) para facilitar la extracción y proteger la piel.
- El dispositivo se debe **DESPEGAR SUAVE Y LENTAMENTE** desde el exterior del dispositivo hacia el centro de la herida en cada lado. La eliminación cuidadosa de ambos lados protege la herida.
- **NO** retire el dispositivo tirando de la piel o desde el centro del dispositivo, ya que puede agredir la herida cicatrizada y reabirla. **"DESPEGAR; NO TIRAR!"**